



Монитор пациента BeneView T1 Док-станция BeneView TDS

Многофункциональная система
мониторинга с широким спектром
применения



mindray
healthcare within reach

Универсальная система мониторинга, которая перевернет ваши представления о медицинском обслуживании



TDS ручка/держатель для модуля

TDS ручка объединяет функции ручки для переноски и держателя для модуля монитора BeneView. Модули дополнительных параметров CO2 и PiCCO2 подключаются к монитору пациента BeneView T1 во время работы, автоматически определяются монитором и могут работать во время транспортировки.



BeneView T1 - многопараметрический модуль/транспортный монитор

BeneView T1 сочетает в себе функции многопараметрического модуля и транспортного монитора пациента. Он напрямую подключается к основному монитору пациента без прерывания работы. BeneView T1 оснащен 5-дюймовым сенсорным экраном, аккумуляторной батареей, рассчитанной на 5 часов работы, и встроенным модулем для беспроводной передачи данных.



Док-станция TDS

Док-станция TDS обеспечивает легкую установку монитора пациента BeneView T1 или TDS ручки и служит внешним устройством ввода/вывода для BeneView T1 или TDS ручки. Наличие большого числа функций является залогом высокого уровня медицинского обслуживания.



Режим синхронизации с мониторами BeneView

TDS док-станция подключается к любому стационарному монитору BeneView в режиме синхронизации. Данные пациента отображаются одновременно на двух мониторах, и для транспортировки пациента, просто отсоедините TDS ручку-адаптер или монитор T1 от док-станции.



Подключаемые модули BeneView

TDS ручка обеспечивает подключение модулей капнографии в боковом потоке, в основном потоке и по технологии Microstream, а также модуля PiCCO. Модули расширяют функциональные возможности мониторинга, и позволяют быстро адаптировать монитор пациента в зависимости от текущей ситуации.




Внешний сенсорный дисплей TDS

Подключение внешнего 19-дюймового сенсорного дисплея расширяет возможности визуализации, сохраняя привычный для пользователя интерфейс, как на мониторе пациента.

- Полностью автономная модульная система мониторинга с 19-дюймовым внешним сенсорным экраном.
- Ультеракомпактный транспортный мониторинг.
- Мобильный беспроводной мониторинг.
- Многопараметрический измерительный модуль с подключением во время работы монитора.

- Синхронизация данных мониторинга с прикроватным монитором.
- Революционные решения, используемые в TDS док-станции, перевернут ваши представления о медицинском обслуживании.
- Универсальное решение для контроля за состоянием пациентов в постоянно меняющихся условиях.



Непрерывный обмен данными на всех этапах обслуживания

Прекрасная адаптация к любым условиям

Док-станции BeneView TDS имеют широкий диапазон применения – от машин скорой помощи, приемных отделений и операционных до отделений интенсивной терапии и общих палат. Док-станция TDS – это универсальный, компактный и в то же время достаточно мощный инструмент для постоянного сопровождения пациента и обеспечения непрерывного контроля данных.

В сочетании со стационарными мониторами BeneView они позволяют максимально автоматизировать рабочий процесс, обеспечить безопасность пациентов, оптимизировать имеющиеся ресурсы, в том числе временные затраты, как вне, так и в медицинском учреждении



Машина скорой помощи

Оперативная передача сохраненных данных пациента из автомобиля скорой помощи в лечебное учреждение для ранней диагностики и эффективного лечения



Приемное отделение

Четкое отображение физиологических показателей пациента и сопровождение больного при транспортировке



Транспортировка пациентов

Компактный и универсальный инструмент для контроля за состоянием пациента на всех этапах транспортировки, в том числе с мониторингом капнометрии и PиССО



Периоперационный период

Организация многофункциональной анестезиологической рабочей станции BeneView




Интенсивная терапия

Точный мониторинг, синхронизация данных и удобное управление



Отделения

Непрерывная передача данных с момента поступления пациента и до 120 часов записи трендов и событий



Непрерывный и полный контроль за состоянием пациента

Универсальные возможности применения

Исключительная компактность и легкий вес монитора VeneView T1 позволяют непрерывно сопровождать пациента. Автоматическое подключение к беспроводной или проводной сети обеспечивает связь с центральной мониторинговой станцией Nureervisor, а также к программам удаленного просмотра данных.

Централизованное управление данными и удаленный доступ из любой точки IT-структуры с помощью электронных медицинских карт снижает нагрузку на медицинских работников, обеспечивает более эффективный документооборот и быстрое получение всей необходимой информации для принятия решения.



Непрерывность данных

Беспроводная синхронизация данных пациента и настроек с центральной станцией Nureervisor.



Автоматизация процессов

Автоматизация рабочих процессов, непрерывное сопровождение и мониторинг пациентов.




Непревзойденная мобильность

Автоматическое переключение между проводными и беспроводными сетями при перемещении монитора.



Быстрая интеграция в прикроватную систему мониторинга

Сохранение данных мониторинга с последующей отправкой их на центральную станцию Nureervisor после восстановления подключения к сети.



Материалы и информация, приведенные в этом буклете, предоставляются во многих странах, но не все указанные в нем продукты и услуги могут быть доступны в вашей стране или регионе. Чтобы убедиться в доступности соответствующих продуктов или услуг, свяжитесь с местным офисом или агентом.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Тел.: (31-33) 254-4911
Факс: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Тел.: (39-02) 5737-401
Факс: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Тел.: (34-91) 392-3754
Факс: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Тел.: (49) 6251-17524-0
Факс: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited

3 Percy Road, St Johns Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ United Kingdom
Тел.: (44) 1480-416-840
Факс: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Тел.: (33-1) 4513-9150
Факс: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Тел.: (46) 8 555 54 121
Факс: (46) 8 555 54 101

Mindray Medical Rus Co.Ltd

129110, Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 5
Тел.: (7-499) 553-6036
Факс: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Тел.: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP, CEP 05012-020
Тел.: (55-11) 3124-8026
Факс: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Тел.: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Факс: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Тел.: (6221) 2902-7280
Факс: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Тел.: (2) 02 22691047
Факс: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia

Адрес: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Тел.: (61-3) 9830 6610
Факс: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

Адрес: 1004 Estate, Victoria Island, Lagos, Nigeria
Голос. почта: (+234) 7030682053
Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)
16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase- 3, Gurgaon-122002, Haryana
Тел.: (91-124) 4632-488
Факс: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai, 400 059, India
Тел.: (91-22) 4020-0000
Факс: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KÖYALTI MEVKİLİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMÇUKENT 2.NO.PLZ.3.KT. D.1-9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE.
Тел.: (90-212) 482 08 77
Факс: (90-212) 482 08 78

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara


TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Тел.: (90-312) 441 96 92
Факс: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.

Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park, 102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Тел.: (84) 8 5413-6970
Факс: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road, Kwaeng Bangkokapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Тел.: (66) 2652-7288
Факс: (66) 2652-7266



- 🟡 Инженерно-технологический центр
- 🟦 Отделение компании
- 🟡 Филиал, готовящийся к открытию

mindray
healthcare within reach

ООО МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС
129110, Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 5
Тел.: +7 499 553 60 36 Факс: +7 499 553 60 39
Телефон технической поддержки пользователей
8-800-333-53-23 (звонок по России бесплатный)
www.mindray.com